

WARUNKI GWARANCJI:

1. Firma LeviCare Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzedawanych, urządzeń zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji obsługi.
2. Gwarancja obowiązuje na terenie Kraju, w którym urządzenie zostało zakupione.
3. Gwarancją są objęte:
 - usterki spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
4. Gwarancją nie są objęte:
 - usterki spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi
 - usterki spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, bądź instrukcją obsługi.
5. Standardowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty wystawienia dokumentu sprzedaży. Jeżeli czas trwania gwarancji jest inny niż 24 miesiące, należy to udowodnić za pomocą dokumentu sprzedażowego, bądź karty gwarancyjnej.
6. Jeżeli urządzenie jest zasilane akumulatorowo to baterie zostają objęte 3 miesięczną gwarancją rozruchową.
7. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest dowód zakupu, protokół zdawczo-odbiorczy lub karta gwarancyjna. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu. Nieokazanie któregokolwiek z ww. dokumentów upoważnia Producenta do oddalenia roszczenia gwarancyjnego.
8. Rozpatrzenie roszczenia gwarancyjnego nastąpi w ciągu 7 dni od wpłynięcia zgłoszenia.
9. W przypadku uznanej reklamacji Producent zobowiązuje się do usunięcia wady. Termin wykonania naprawy zostanie uzgodniony z Klientem indywidualnie. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa, Producent wymieni produkt na nowy.
10. Wszystkie naprawy powinny być dokonywane jedynie przez serwisanta autoryzowanego przez producenta.

Poniżej proszę wpisać:

Numer seryjny:

Dane przedstawiciela firmy dystrybuującej urządzenie:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Firma:

.....
Data sprzedaży / podpis sprzedawcy

14. DOZÓR TECHNICZNY (PRZEGLĄD)

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZEGLĄDU

Trwałość urządzenia LeviCare Q140 jest uzależniona od prawidłowej obsługi. Częsta regulacja, montaż i demontaż elementów konstrukcji oraz transport skracają żywotność podnośnika. Tak samo jest w przypadku, gdy podnośnik jest źle obsługiwany lub przegląd techniczny wykonywany jest w sposób nierzetelny lub niepoprawny. Chcąc aby urządzenie działało bezpiecznie, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić przegląd techniczny.

W przypadku uszkodzenia lub usterki części należy niezwłocznie poinformować dystrybutora. Dystrybutor posiada możliwość wymiany części. W przypadku uszkodzenia którejś z części lub elektrycznego podzespołu podnośnika LeviCare Q140, nie wolno z niego dalej korzystać.

W przypadku pytań lub uzyskania pomocy dotyczącej podnośnika należy skontaktować się z dystrybutorem, który jest przeszkolony przez firmę LeviCare w tematyce: wskazówek użytkowania, przeglądów i napraw.

Jako części zamienne należy używać jedynie produktów wskazanych przez firmę LeviCare. Wykonanie zmian technicznych w urządzeniu, dołożenie nowej lub usunięcie zastosowanej przez producenta części, prowadzi do wygaśnięcia gwarancji i przejęcie wszelkiej odpowiedzialności za urządzenie przez osobę do której należy urządzenie.

Przeгляд podnośnika oraz ramy jezdnej należy wykonać:

- przynajmniej raz w roku przez wykwalifikowanego fachowca
- przed każdym użyciem przez przeszkolony personel/operator powinien pobieżnie sprawdzić stan urządzenia

Przeгляд kamizelek podnoszących należy wykonać:

- przynajmniej raz na 6 miesięcy przez wykwalifikowanego fachowca
- przed każdym użyciem przez przeszkolony personel/operator powinien pobieżnie sprawdzić stan urządzenia